

FORTUNA® 6号 OPTIFIX HF 全能型/氢氟酸适用

弱酸	强酸	氢氟酸	碱	水溶液	溶剂
可用:		推荐使用:		不推荐:	

- 适用范围：全能型，包含极端危险液体，氢氟酸溶液。
- 与试剂接触部件的材质：PTFE，蓝宝石。
- 真空校准（ISO 8655）的全PTFE分液量筒。
- 专利的PTFE材质的分液活塞，搭配PTFE密封唇，安全，紧密，耐用。
- 一体化PTFE分液阀块，内无金属部件，不腐蚀，不污染试剂，适合痕量分析，高纯度试剂应用。
- PTFE通气管道阀门。
- PTFE瓶口适配器。
- 操作温度：20℃ - 30℃。
- 高温高压灭菌：不宜。



人体工学设计的分液手柄，
左右手均能方便使用



创新实用的分
液容量设定系统



PTFE分液筒



带密封唇的PTFE分液活塞



一体化PTFE分液阀块
配置GL32标准螺口

规格表：

货号	容量 ml	刻度 ml	准确度 A $\pm$ %	偏差 CV $\pm$ %
101.106-38	1-5	0.1	$\leq \pm 0.3\%$	$\leq \pm 0.1\%$
101.106-48	2-10	0.2	$\leq \pm 0.3\%$	$\leq \pm 0.1\%$
101.106-48	6-30	0.5	$\leq \pm 0.3\%$	$\leq \pm 0.1\%$
101.106-48	10-50	1	$\leq \pm 0.3\%$	$\leq \pm 0.1\%$

校准：依据德国PTB校验程序，在仪器的最大量程之下，使用蒸馏水在20℃，平顺稳定地操作测得的误差极限。A = 准确度，CV = 偏差系数



标配两个（PTFE）瓶口适配器：
GL32 转 GL40
GL32 转 GL45





所有的化学液体，我们都有适合的瓶口分液器：

	1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号
应 用	溶剂，水溶液， 酸，碱	酸，碱， 易结晶溶液	光敏感 溶液、溶剂	水溶液，酸， 碱，结晶溶液	溶剂， 粘性液体	全能型， 包含氢氟酸	强酸，强攻击 性化学品	发烟酸，腐蚀 性化学品，恶 臭化学品
	一般水溶液，酸、碱，溶剂适用			痕量分析，高纯度溶液适用				
	POLYFIX	POLYFIX	POLYFIX 避光型	OPTIFIX BASIC 标准型	OPTIFIX SOLVENT 溶剂型	OPTIFIX UNIVERSAL/HF 全能/氢氟酸型	OPTIFIX SAFETY 安全型	OPTIFIX SAFETYS 加强安全型
可用： 推荐使用： 不推荐：								
弱酸								
强酸								
氢氟酸								
碱								
水溶液								
溶剂								
分液量筒	玻璃-披覆PP		棕色玻璃-披覆PP	玻璃-披覆PP		PTFE	玻璃-披覆PP	
活 塞	精密磨砂玻璃	精密玻璃-披覆 PTFE/专利	精密磨砂玻璃	精密玻璃-披覆 PTFE/专利	精密磨砂玻璃	精密玻璃-披覆PTFE/专利，带PTFE密封唇		
阀 块	聚丙烯（PP）			聚四氟乙烯（PTFE）				
通 气 阀						PTFE球阀		PTFE球阀
瓶口接口	GL32,PP			GL32,PP (2-10ml) , PTFE 30ml≥		GL32,PTFE		
瓶口转接器	GL32/40, GL32/45, PP			GL32/40, GL32/45, PTFE				
排液阀	PP, 镍合金弹簧，水晶玻璃球			蓝宝石球(无金属弹簧)				
排液管	PP，与阀块一体			PTFE，螺旋固定帽PVDF				PTFE, 带安全阀
排液管帽	PP							
吸液阀	水晶玻璃球阀			蓝宝石球阀				
吸液管	PTFE							
容量ml	10，50			0.4-500	0.4-500	1-50	0.4-100	0.4-100
操作温度	15℃ - 50℃			20℃ - 30℃				
高温高压灭菌	121℃ / 1 bar			分液量筒与 活塞分开灭菌	121℃ / 1 bar	不宜		



大迈仪器

客服专线：021-63549265
邮箱：sales_sh@strider-tech.com